

APLW 075
Düsenkappe
Ø 4 mm, für Injektordüsen Ø 2,5 mm.



EAN-Nr.: 4002516116516 / Materialnummer: 11105350 / Alte Materialnummer: 69307500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	3
Außenmaß, Nettobreite in mm	3
Außenmaß, Nettotiefe in mm	7
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00