

APLW 078  
 Düsenkappe  
 Ø 10 mm, für Injektordüsen Ø 6 mm.



EAN-Nr.: 4002516116547 / Materialnummer: 11105380 / Alte Materialnummer: 69307800D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	12
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00