

APLW 081
Halterung
für Injektordüse, Höhe 186 mm.



EAN-Nr.: 4002516116578 / Materialnummer: 11105410 / Alte Materialnummer: 69308100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Halterung	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	72
Außenmaß, Nettobreite in mm	72
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,13