

APLW 086

Flaschenhalsaufnahme

Ø 45 mm, für Injektordüsen Ø 6 mm.



EAN-Nr.: 4002516116646 / Materialnummer: 11105460 / Alte Materialnummer: 69308600D

| | |
|--|------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 33 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 33 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 70 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 12 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 120 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 170 |
| Nettogewicht in kg | 0,05 |
| Bruttogewicht in kg | 0,05 |