

APLW 088
 Halterung
 für Messzylinder bis Ø 105 mm und Injektordüsen Ø 8.



EAN-Nr.: 4002516116660 / Materialnummer: 11105480 / Alte Materialnummer: 69308800D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Halterung	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	12
Außenmaß, Nettobreite in mm	120
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,14
Bruttogewicht in kg	0,23