

APLW 093
Spülhülse
mit Kappe für Pipetten maximal Ø 11 mm



EAN-Nr.: 4002516116721 / Materialnummer: 11105530 / Alte Materialnummer: 69309300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	25
Außenmaß, Nettobreite in mm	25
Außenmaß, Nettotiefe in mm	118
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,05