

A 841/2

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 6, Länge 210 mm, 10 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 12 bis 85 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 11 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516188827 / Materialnummer: 11113140 /

Alte Materialnummer: 69684102D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	210
Außenmaß, Nettobreite in mm	92
Außenmaß, Nettotiefe in mm	86
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,35
Bruttogewicht in kg	0,48