

A 842/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 90 mm, 5 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 5 Düsen

EAN-Nr.: 4002516188865 / Materialnummer: 11113590 / Alte Materialnummer: 69684201D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	89,9
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	70,9
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	105
Außenmaß, Bruttobreite in mm	94
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	132
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,14