

A 843/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 185 mm, 5 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 10 bis 70 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 9 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516188889 / Materialnummer: 11113720 /

Alte Materialnummer: 69684301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	71
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	107
Außenmaß, Bruttobreite in mm	130
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht in kg	0,11
Bruttogewicht in kg	0,22