

A 843/3

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 185 mm, 20 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 20 Düsen

EAN-Nr.: 4002516188902 / Materialnummer: 11113760 / Alte Materialnummer: 69684303D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	71
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,43
Bruttogewicht in kg	0,56