

A 845/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 125 mm, 5 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 6 bis 55 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 5 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516188940 / Materialnummer: 11116120 / Alte Materialnummer: 69684501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	125
Außenmaß, Nettobreite in mm	60
Außenmaß, Nettotiefe in mm	55
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	85
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,13