

A 300/3

Modul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausgerüstet mit 8 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Bestückt mit 4 Düsen A 840 und 4 Düsen A 841
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe

EAN-Nr.: 4002516188964 / Materialnummer: 11116900 / Alte Materialnummer: 69630003D

Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	228
Außenmaß, Nettobreite in mm	208
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	1,47
Bruttogewicht in kg	1,91
Beipack	
A 840, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 130 mm [Anzahl]	4
A 841, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 210 mm [Anzahl]	4