

APWD 072

Injektordüse

zur optimalen Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten, insbesondere Saugern.

EAN-Nr.: 4002516122289 / Materialnummer: 11127460 / Alte Materialnummer: 68407200D



- Geeignet für den Korb APWD 061
- Unter Verwendung des Adapters APWD 073
- Abbildung zeigt APWD 072 mit Adapter APWD 073

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00