

A 856
Silikonschlauch
zur Konnektierung von Spülgut, Länge 300 mm.

EAN-Nr.: 4002516208136 / Materialnummer: 11131010 / Alte Materialnummer: 69785600D



Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02

- Drehentlagerter Verbindungsschlauch
- Länge 300 mm