


A 14/1
 Deckel
 zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 8 x 8 mm Ausstanzung, 3 mm Steg
- Bedeckt die Hälfte des Einsatzes AK 12/1

EAN-Nr.: 4002516340126 / Materialnummer: 11131560 / Alte Materialnummer: 69746003D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	19
Außenmaß, Nettobreite in mm	207
Außenmaß, Nettotiefe in mm	224
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	65
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,35