

GP TDC 141 L  
TwinDos Care  
Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosiersystem.

EAN-Nr.: 4002516200079 / Materialnummer: 11171420 /  
Alte Materialnummer: 11997165EU1



- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Anzuwenden vor einem Produktwechsel
- Anzuwenden vor einer längeren Benutzungspause (min. 2 Monate)
- Sichert die optimale Funktion des automatischen Dosiersystems
- Für ca. 5 Spülgänge
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos