

TT 86

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten und Laborspülern.

EAN-Nr.: 4002516147725 / Materialnummer: 11178960 / Alte Materialnummer: 69200115D



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch ergonomische Griffstange
- Ausgestattet mit abnehmbarer Auffangwanne
- Auf verschiedene Höhen fest einstellbar
- Zur Reinigung in Containerwagenwaschanlagen geeignet

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	911
Außenmaß, Nettobreite in mm	693
Außenmaß, Nettotiefe in mm	990
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	22,20
Bruttogewicht in kg	41,00