

KWT 7112 iG

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Exzellente Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront



EAN-Nr.: 4002516150923 / Materialnummer: 11186580 /  
Alte Materialnummer: 36711201EU1

<b>Geräteklasse</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	unten
<b>Design</b>	
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Push2open	•
Anzahl der Holzroste	3
Anzahl FlexiFrame Roste	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	450
Nischenhöhe in mm max.	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	559
Gewicht in kg	36,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	47
Weinzone in l	47
Gesamtnutzzinhalt in l	47

KWT 7112 iG

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002516150923 / Materialnummer: 11186580 /

Alte Materialnummer: 36711201EU1

Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen
--	-------------

Lagerzeit bei Störung in h	0
----------------------------	---

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
---------------------------------	---

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
-------------------------------------	----

Stromaufnahme in Milliampere (mA)	500
-----------------------------------	-----

Spannung in V	220-240
---------------	---------

Absicherung in A	10
------------------	----

Phasenanzahl	1
--------------	---

Frequenz in Hz	50
----------------	----

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
---------------------------------------	-----

<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
-------------------------------	--

Active AirClean Filter	•
------------------------	---

## KWT 7112 iG


Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront




KWT7112 iG (Skizze)



KWT7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront, 1) Ansicht von Vorne, 2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm, 3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss,



KWT7112iG, KWT6112iG, Innenraummaße (Skizze)