

Miele Black Edition CAFÉ CREMA 4x250g
BIO Café Crema
perfekt für die Zubereitung von Café Crema.

EAN-Nr.: 4002516197065 / Materialnummer: 11229630 /
Alte Materialnummer: 29992623EU4



- 100% Arabica – handselektiert und schonend geröstet für Miele
- leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet