

Miele Black Edition ESPRESSO 4x250g
BIO Espresso
perfekt für die Zubereitung von Espresso.

EAN-Nr.: 4002516196976 / Materialnummer: 11229650 /
Alte Materialnummer: 29992629EU4



- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft