

ProCare Med 10 BPD - 5 l  
 Saurer Kalkbinder, 5 l  
 zur Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer.



- Für einen optimalen Werterhalt von Gerät und Behältern
- Abgestimmt auf Steckbeckenspüler von Miele
- Flüssigkonzentrat
- pH-Wert 3,0-3,7

EAN-Nr.: 4002516184706 / Materialnummer: 11233190 /  
 Alte Materialnummer: 69801101DE

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Steckbeckenspüler	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert der Anwendungslösung	3,0-3,7
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Kalkbinder
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Polycarboxylate, Zitronensäure
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•