

MB-CVA 7000

Milchbehälter aus Glas

für Latte Macchiato und Cappuccino wann immer Sie wollen!

EAN-Nr.: 4002516181491 / Materialnummer: 11234120 /
Alte Materialnummer: 29992644EU1



- Dieser Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000 enthalten
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l
- Inhalt: 1 vormontierter Glasbehälter mit Deckel inkl. Lanzen