

A 857

Umbausatz

zur Verwendung von Laborwagen der Geräte G 7827/28 & PG 8527/28 in der PLW 86xx.



- Verwendung von vorhandenen Miele Beladungsträgern in der PLW 86xx
- Für alle Beladungsträger der G 7827, G 7828, PG 8527 und PG 8528

EAN-Nr.: 4002516201946 / Materialnummer: 11235960 / Alte Materialnummer: 69685700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	110
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	405
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,29