


A 851  
Haltegitter  
für Injektormodul A 621.



- Einteilung: 3x7 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 621
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516201915 / Materialnummer: 11236640 / Alte Materialnummer: 69685100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	21
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	77
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	119
Außenmaß, Nettobreite in mm	243
Außenmaß, Nettotiefe in mm	580
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	285
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	586
Nettogewicht in kg	0,67
Bruttogewicht in kg	1,07