


E 319/4

Flächensieb

zum optimalen Schutz vor Verschmutzung durch Etiketten oder Glassplitter.



- Flächensieb für Grobschmutz
- Verhindert die Verschmutzung durch Etiketten von Laborgläsern
- Verhindert die Verschmutzung durch Glassplitter bei Glasbruch
- Zur Nutzung in allen PG 85-Untertisch-Laborspüler

EAN-Nr.: 4002516207429 / Materialnummer: 11237950 / Alte Materialnummer: 69531905D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	57
Außenmaß, Nettobreite in mm	455
Außenmaß, Nettotiefe in mm	513
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,37
Bruttogewicht in kg	2,98