

A 12/2 Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Bedeckt die halbe Beladefläche eines Korbes
- Nicht verwendbar in PG 8536

EAN-Nr.: 4002516237068 / Materialnummer: 11238030 /
Alte Materialnummer: 69501205D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Unterlage	•
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	237
Außenmaß, Nettobreite in mm	448
Außenmaß, Nettotiefe in mm	14
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	65
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,57