

A 320 Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN-Nr.: 4002516237082 / Materialnummer: 11295510 / Alte Materialnummer: 69632000D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	237
Außenmaß, Nettotiefe in mm	536
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	0,47
Bruttogewicht in kg	0,63