

DKF 29-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
für Miele Umlufthauben DA 909x W und DA 9298 W.

EAN-Nr.: 4002516221647 / Materialnummer: 11295570 /  
Alte Materialnummer: 28996412EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter