


DKF 29-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
für Miele Umlufthauben DA 909x W, DA 929x W und DAH xxxx.

EAN-Nr.: 4002516221647 / Materialnummer: 11295570 /
Alte Materialnummer: 28996412EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter