


A 321
Einsatz
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen

EAN-Nr.: 4002516237099 / Materialnummer: 11309380 / Alte Materialnummer: 69632100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	81
Außenmaß, Nettobreite in mm	240
Außenmaß, Nettotiefe in mm	545
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	0,76
Bruttogewicht in kg	0,99