

APCL 021

Flusenfilterschublade aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



- Zum Einbau in einen passenden Sockel
- Zum Ausziehen für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung.
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- Volumen 24 Liter
- Durchmesser Anschlussstutzen nach hinten 70 mm

EAN-Nr.: 4002516228400 / Materialnummer: 11318880 /

Alte Materialnummer: 59590016D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Produktkategorie	
Flusenfilterung	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Volumen in l	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	499
Außenmaß, Nettotiefe in mm	860
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	295
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	900
Nettogewicht [kg]	11,00
Bruttogewicht in kg	13,00