

DGG 50-120

Dampfgarbehälter ungelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.



EAN-Nr.: 4002516244578 / Materialnummer: 11323320 /
Alte Materialnummer: 23996130EU1

- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Fassungsvermögen: 5,5 l
- B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!