


DKF 28-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
für Miele Umlufthauben DA 7378 D.

EAN-Nr.: 4002516241805 / Materialnummer: 11347530 /
Alte Materialnummer: 28996415EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter