

APST 003

Aluminiumtray

zur Aufnahme von Instrumenten oder porösen Gütern, klein.



- Gelocht, für eine optimale Dampfdurchlässigkeit
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Geeignet für den PST 1710 und PST 1720

EAN-Nr.: 4002516297055 / Materialnummer: 11377310 / Alte Materialnummer: 68900003D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
Produktkategorie	
Trays_Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	19,5
Außenmaß, Nettobreite in mm	287
Außenmaß, Nettotiefe in mm	186
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	35
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,24