

APST 004

Aluminiumtray

zur Aufnahme von Instrumenten oder porösen Gütern, groß.



- Gelocht, für eine optimale Dampfdurchlässigkeit
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Geeignet für den PST 2210 und PST 2220

EAN-Nr.: 4002516299448 / Materialnummer: 11377330 / Alte Materialnummer: 68900004D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Trays_Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,34