

APST 005

Trayhalter

zur sicheren Entnahme von Aluminiumtrays.



- Griff aus Kunststoff

EAN-Nr.: 4002516298199 / Materialnummer: 11377340 / Alte Materialnummer: 68900005D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	19,5
Außenmaß, Nettobreite in mm	186
Außenmaß, Nettotiefe in mm	379
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,05