

APST 006
Türdichtung
zur Abdichtung der Druckkammer.



- Erforderlicher Austausch nach 800 Sterilisationszyklen

EAN-Nr.: 4002516298205 / Materialnummer: 11377350 / Alte Materialnummer: 68900006D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Dichtung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,11
Bruttogewicht in kg	0,12