

APST 006  
Türdichtung  
zur Abdichtung der Druckkammer.



- Erforderlicher Austausch nach 800 Sterilisationszyklen

EAN-Nr.: 4002516298205 / Materialnummer: 11377350 /  
Alte Materialnummer: 68900006D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dichtung	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,11
Bruttogewicht in kg	0,13