

APST 007

Mikrofeinfilter

zum Filtern von bakteriologischen Kontaminanten aus der Raumluft.

EAN-Nr.: 4002516298311 / Materialnummer: 11377360 / Alte Materialnummer: 68900007D



- Einfach auswechselbar an der Vorderseite der Sterilisatoren
- Erforderlicher Austausch nach 400 Sterilisationszyklen

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Filter	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	95
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,04