

## APST 000

Wasseraufbereitungssystem Plug & Pure  
zur Bereitstellung von vollentsalztem Wasser.

EAN-Nr.: 4002516297031 / Materialnummer: 11401510 / Alte Materialnummer: 68900009D



- Bestehend aus Anschlusssatz, Filterkopf und Filterkartusche
- Einfach und schnell auswechselbar dank innovativem Filterkopf
- Sicherer Stand und oberflächenschonend: Standfuß aus Kunststoff
- Einfach wandseitig montierbar dank mitgelieferter Wandhalterung
- Konstant hohe Wasserqualität dank innovativer Wasseraufbereitung

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Leistung in l/Min.	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	476
Außenmaß, Nettobreite in mm	124
Außenmaß, Nettotiefe in mm	123
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	3,66
Bruttogewicht in kg	4,03