

APST 001

Ersatzkartusche

für das Wasseraufbereitungssystem APST 000, zur Bereitstellung von VE-Wasser.

EAN-Nr.: 4002516266495 / Materialnummer: 11401750 / Alte Materialnummer: 68900001D



- Dank geringer Abmaße platzsparend im Unterschrank verstaubar
- Einfach und schnell auswechselbar dank innovativem Filterkopf

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Leistung in l/Min.	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	469
Außenmaß, Nettobreite in mm	123
Außenmaß, Nettotiefe in mm	123
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	135
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	2,57
Bruttogewicht in kg	2,77