

SPD 20

Breite Polsterdüse

zum einfachen, schnellen und gründlichen Reinigen von Polstermöbeln.

EAN-Nr.: 4002516324201 / Materialnummer: 11483910 /
Alte Materialnummer: 41996650EU1



- Aus 100 % Rezyklat (außer Fadenheber) – der Umwelt zuliebe
- Selbstreinigung – keine Rückstände von Fasern/ Haaren an Bürste
- TPE Fadenheber-Technologie für erstklassiges Reinigungsergebnisse
- Passt direkt auf alle Handgriffe der Miele Bodenstaubsauger
- Extra Breite (18 cm) – für eine besonders schnelle Reinigung