

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

3er Pack Spezialwaschmittel für Baumwolltextilien. EasyOpen.

EAN-Nr.: 4002516380542 / Materialnummer: 11485810 /
Alte Materialnummer: 11997173EU1



- Erneuert Textilien sichtbar mit nur einer Wäsche
- Spezielle Miele Rezeptur mit Novozymes-Technologie
- Entfernt Pilling und erneuert Farbintensität und Leuchtkraft
- Maximal 1-2x pro Jahr je Textil verwenden
- Becher aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 3 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen