

PR 900

Einbau-Protokolldrucker
zum Ausdruck von Prozessprotokollen.



- Thermodrucker mit einer 60 mm Papierbreite
- Bei 2-Türiger Geräteausführung einbaubar auf der Entladeseite

EAN-Nr.: 4002516362081 / Materialnummer: 11491220 / Alte Materialnummer: 69247004D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	950
Außenmaß, Nettobreite in mm	77
Außenmaß, Nettotiefe in mm	69
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	2,87
Bruttogewicht in kg	3,59