

PR 900

Einbau-Protokolldrucker  
zum Ausdruck von Prozessprotokollen.



- Thermodrucker mit einer 60 mm Papierbreite
- Bei 2-Türiger Geräteausführung einbaubar auf der Entladeseite

EAN-Nr.: 4002516362081 / Materialnummer: 11491220 / Alte Materialnummer: 69247004D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Schwarz
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	950
Außenmaß, Nettobreite in mm	77
Außenmaß, Nettotiefe in mm	69
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	2,87
Bruttogewicht in kg	3,59