

DOS K 85/1 flex

Dosiermodul für 5 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- 214 mm mm Sauglanze für 5 l-Kanister mit flexiblem Verschluss
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich

EAN-Nr.: 4002516365297 / Materialnummer: 11498920 /
Alte Materialnummer: 69747053D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	214
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	198
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	1,74
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•