

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l
hochwirksam, phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN-Nr.: 4002516365464 / Materialnummer: 11520260 /
Alte Materialnummer: 59702301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	8,0-9,0
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,09
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Füllgewicht in g	21000
Bruttogewicht in kg	22,00
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/039/020	•