

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
 Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l  
 zur wirksamen Entfernung von hartnäckigen Flecken.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Beseitigt Verschmutzungen zuversichtlich
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

EAN-Nr.: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 /  
 Alte Materialnummer: 59703301DE

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Bleichwirkung	Sehr gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert bei 20 °C	1,5-2,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
<b>Verwendung</b>	
Selbstbedienungs-Systeme	•
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Restaurants, Bars und Catering	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Bleichmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff
Phosphatfrei	•
Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten	•
Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Füllgewicht in g	22000

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l  
zur wirksamen Entfernung von hartnäckigen Flecken.



EAN-Nr.: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 /  
Alte Materialnummer: 59703301DE

Bruttogewicht in kg	23,00
---------------------	-------

Füllmenge in ml	20000
-----------------	-------

<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
---------------------------------------------	--

GHS/CLP-Konform	•
-----------------	---

Explosivstoffverordnung	•
-------------------------	---