

ProCare Tex 70 S - 5 l

Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zur Pflege von Fasern für eine langfristige Geschmeidigkeit der Textilien.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Sorgt für ein besonders weiches Finish
- Gute antistatische Wirkung bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe

EAN-Nr.: 4002516365501 / Materialnummer: 11520370 /
Alte Materialnummer: 59704101DE

| | |
|---|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Waschmaschinen | • |
| Waschwirkung | |
| Antistatische Wirkung | Gut |
| Aufziehvermögen | Sehr gut |
| Dosierung | |
| Anpassung der Dosierkonzentration möglich | • |
| pH-Wert bei 20 °C | 4,5 |
| Für eine automatische Dosierung geeignet | • |
| Manuelle Dosierung | • |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten | • |
| Produkteigenschaften | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 4 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Verwendung | |
| Selbstbedienungs-Systeme | • |
| Hotels und Pensionen | • |
| Spa, Wellness und Sport | • |
| Schulen und Kindergärten | • |
| Handwerksbetriebe | • |
| Senioren- und Pflegeheime | • |
| Restaurants, Bars und Catering | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 193,00 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Weichspüler |
| Alkalität | Sauer |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | Duftstoffe |
| Phosphatfrei | • |
| Dichte (bei 20°C) in g/cm ³ | 0,99 |
| Frei von Mikroplastik | • |
| Optimaler Zusatz für alle Waschmittel | • |
| Lagerhinweise | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 4 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Trocken und frostsicher lagern | • |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 256 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 148 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 193 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 249,00 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 148,00 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 193,00 |
| Füllgewicht in g | 4950 |
| Bruttogewicht in kg | 5,73 |

ProCare Tex 70 S - 5 l

Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zur Pflege von Fasern für eine langfristige Geschmeidigkeit der Textilien.



EAN-Nr.: 4002516365501 / Materialnummer: 11520370 /

Alte Materialnummer: 59704101DE

Füllmenge in ml

5000

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•