

ProCare Tex 70 S - 20 l
Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l
frei von Mikroplastik.



- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe

EAN-Nr.: 4002516365525 / Materialnummer: 11520400 /
Alte Materialnummer: 59704301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Antistatische Wirkung	Gut
Aufziehvermögen	Sehr gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	3,5-4,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Weichspüler
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Duftstoffe
Phosphatfrei	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,99
Frei von Mikroplastik	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Füllgewicht in g	20000
Bruttogewicht in kg	21,00
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•